

STABILISATION DES PROTHESES

AMOVIBLES COMPLETES

LA PROTHESE AMOVIBLE sur implants est une solution qui permet de stabiliser une prothèse amovible totale (dentier) en la fixant sur des implants prévus à cet effet.

C'est un choix particulièrement intéressant pour les patients qui doivent porter une prothèse complète mais qui ne peuvent bénéficier d'une prothèse fixe sur de nombreux implants pour des raisons anatomiques (volume osseux insuffisant).

Les prothèses traditionnelles qui s'appuient sur les gencives et l'os de la mâchoire ont tendance à s'amincir et se résorber au fil du temps, ce qui est fréquent chez les personnes âgées. La prothèse n'est plus ajustée à la gencive et bouge, ce qui va causer une gêne importante pour les fonctions de mastication et d'élocution. Cette détérioration est particulièrement visible pour les prothèses de la mâchoire inférieure.

Si l'on fixe la prothèse sur des implants, **elle ne bouge plus et apporte confort et fiabilité.**

■ PRINCIPES

Une fois le dispositif choisi, 2 implants sont mis en place lors d'un premier rendez-vous. Après une période d'ostéointégration d'environ 3/4 mois, le dispositif est mis en charge. La partie de la prothèse qui est en contact avec la gencive est évidée afin d'y fixer les attaches.

■ LE DISPOSITIF DE BOUTONS-PRESSION

La prothèse se clipse alors directement sur les implants dentaires avec une partie mâle vissée sur l'implant, et une partie femelle placée dans la résine de la prothèse (comme avec un bouton-pression).

